

Zagen toebehoren Röntgen bandspanningmeter

2020



De snijprestaties en het rechtzagen van een zaagband zijn sterk afhankelijk van de juiste bandspanning. Met de Röntgen bandspanningmeter wordt de bandspanning op de machine gemeten. De waarde wordt weergegeven in N/mm² en is snel en eenvoudig te controleren. Door regelmatig te meten, voorkomt men scheef zagen door te lage bandspanning en zaagbreuk door te hoge bandspanning.

Optimale bandspanning voor een Röntgen zaagband:

27 mm breed	160N/mm ²
34 mm breed	180/200 N/mm ²
41 mm breed	220/240 N/mm ²
54 mm breed	260/300 N/mm ²

Artikelnummer	Artikel	Bruto Prijs	Voorraad
011000	Bandspanningmeter t.b.v. lintzagen	€ 422,34	-

Röntgen refractometer



De juiste concentratie smeermiddel in de koelvloeistof heeft een wezenlijke invloed op de snijprestaties van de Röntgen zaagbanden. Het beïnvloedt het slijten van de tandtoppen en de snijkanten. Röntgen adviseert een vetgehalte van 8-12%. Met de Röntgen refractometer kan het vetgehalte in de koelemulsie met 1% nauwkeurig snel gemeten worden.

Artikelnummer	Artikel	Bruto Prijs	Voorraad
012000	Refractometer	€ 473,70	-